

MORNING CHECK III

光子线与电子线的日常检测

应用于加速器
每天的晨检



产品功能

- 输出量
- 能量
- 平坦度
- 对称性
- 光射野一致性

产品特性

- 采用电离室进行剂量检测
- 自动进行温度和气压的修正
- 内设剂量标准数并自动计算测量误差
- 自动进行本底校正
- 自动保存参数, 可保存2万组数据
- 配有可充电电池, 测量时无需连接电源
- 自动开始测量读数和停止读数
- 可无线/有线导出数据
- 剂量线性、剂量重复性好于0.5%
- 长期剂量稳定性好于1%

技术参数

- 29个电离室
- 使用范围: (4-25) MV光子线 (4-22) MEV电子线
- 灵敏体积: 0.098cc
- 最大射野边长: 20cm
- 温度范围: 5-40°C
- 气压范围: 700-1060hPA
- 电池类型: 5V 2.4A电源适配器
- 外形尺寸: 425mm (长) ×250mm (宽) ×36mm (高)



深圳为尔康科技有限公司 联系人: 曾祥满 手机: 13632925349

QQ: 274798107 电话: 0755- 28896837 地址: 深圳市龙岗区沙平北路111号608A

网址: www.medicalqc.com 邮箱: szchina1718@163.com